


DISPOSITIF POUR BLOC PARACERVICAL

Stérile/Usage unique

Dispositif pour anesthésie loco-régionale de l'utérus en vue : IVG, conisation, cerclage, hystérectomie.
Aiguille de diamètre 1 mm à biseau court, munie d'un trocart comprenant une « bille repère » placée à 4 ou 6 mm du bout distal.




Nature des composants :

- Aiguille et trocart en acier inox,
- Bille repère : staramide blanc,
- Embase : polyméthylpentène,
- Double emballage pelable avec gaine PE .

Mode de stérilisation : ETO – Péréemption 5 ans.

Précautions d'emploi :

Effectuer entre 2 et 3 points d'anesthésie au fond du col de l'utérus.



Référence	Aiguille			Trocart	
	Long. cm	ϕ ext .mm	δ mm	Long .cm	ϕ ext. mm
8752.10	20	1.0	4	16	2.0
8755.10	20	1.0	6	16	2.0

↑ ↑
Boîte de 20 unités.

G20

G14

CE
0120

Division PLASTIMED
3, Rue Louis Armand
95130 Le Plessis-Bouchard
Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08

PRODiMED