


OMBILICATH[®] simple lumière

Cathéter ombilical

Stérile/Usage unique

Cathéter de néonatalogie d'insertion en veine ombilicale destiné à :

- La perfusion,
- Le remplissage vasculaire,
- La mesure de la PVC,
- La nutrition parentérale,
- Des prélèvements sanguins.



Voie d'accès rapide et facile, utilisée pendant les premières 72 heures de la vie du nouveau-né. La souplesse du cathéter évite la perforation du vaisseau.

Nature des composants :

- Cathéter : polyuréthane aromatique, radio-opaque, marquage centimétrique,
- Embase : polycarbonate,
- Double emballage pelable avec sachet polyéthylène

Mode de stérilisation : ETO – Péréemption 5 ans.

Précautions d'emploi : Lire notice d'instruction.

		Cathéter PUR		
Références	Long. cm	Diamètre ext. mm	G	F
Orifice distal				
1183 12	30	1.2	18	3.5
1183 17	30	1.7	16	5.0
1183 23	30	2.3	14	7.0
2 orifices latéraux				
1194 12	40	1.2	18	3.5
1194 17	40	1.7	16	5.0

Boîtes de 25 unités



Division PLASTIMED
3, Rue Louis Armand
95130 Le Plessis-Bouchard
Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08

PRODiMED