

CONNECTUB Polyéthylène

Prolongateur pour artériographie moyenne pression

Stérile/Usage unique

Prolongateur polyéthylène pour artériographie moyenne pression, testé pour résister à des pressions allant jusqu'à 600 P.S.I ou 40 Bars.



Nature des composants :

- Tubulure souple: polyéthylène basse densité,
- Raccord mâle luer lock : PE haute densité + écrou rouge ABS coloré,
- Raccord femelle luer lock : PE haute densité,
- Emballage pelable.

Mode de stérilisation : ETO – Péréemption 5 ans.

Références	Prolongateurs PE		
	φ ext.mm	VM ml	Long.cm
4132 20	2.00	0.62	20
4134 20	2.00	1.24	40
4136 20	2.00	1.86	60
4138 20	2.00	2.48	80
4145 20	2.00	4.65	150

Boîte de 20 unités.



Division PLASTIMED

3, Rue Louis Armand

95130 Le Plessis-Bouchard

Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08

PRODiMED