


CONNECTUB Polyuréthane

Prolongateur pour artériographie haute pression

Stérile/Usage unique

Prolongateur polyuréthane pour artériographie haute pression, testé pour résister à des pressions allant jusqu'à 1200 P.S.I ou 80 Bars.

Existe avec raccord standard et rotatif.



Nature des composants :

- Tubulure souple : polyuréthane tressé,
- Raccord mâle luer lock standard : polycarbonate,
- Raccord mâle luer lock rotatif : polycarbonate avec joint torique en caoutchouc,
- Emballage pelable avec sachet polyéthylène (PE) intérieur de protection.

Mode de stérilisation : ETO – Péremption 5 ans.

Références	Prolongateurs PUR . ϕ externe 4 mm		
	ϕ int.mm	VM ml	Long.cm
<u>Rotatif</u>			
41444 20	1.90	1.13	40
41446 20	1.90	1.70	60
41448 20	1.90	2.26	80
41450 20	1.90	2.83	100
41455 20	1.90	4.25	150
<u>Standard</u>			
41423 20	1.90	0.85	30
41424 20	1.90	1.13	40
41426 20	1.90	1.70	40
41428 20	1.90	2.26	60
41430 20	1.90	2.83	100
41435 20	1.90	4.25	150

Modèle standard : boîte de 20 unités.

Modèle rotatif : boîte de 10 unités.



Division PLASTIMED

3, Rue Louis Armand

95130 Le Plessis-Bouchard

Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08

PRODiMED