


ENDOFLEX[®]

Cathéter de veine centrale

Stérile/Usage unique

Cathéter central simple lumière avec mandrin pour insertion « à travers l'aiguille ». Les cathéters marqués tous les 5 cm, sont présentés dans une gaine protectrice pour une manipulation aseptique.



Nature des composants :

- Aiguille de ponction : acier inoxydable avec embase en polyméthylpentène,
- Gaine de protection : polyéthylène haute densité,
- Cathéter : polyuréthane aromatique ORX,
- Embase à ailette : polyméthylpentène,
- Valise bleue : polypropylène,
- Emballage pelable .

Mode de stérilisation : ETO – Péréemption 5 ans.

Références	Cathéter PUR			Débit ml/min	Aiguille		
	Long .cm	φ ext.mm	F		φ ext.mm	G	Long. mm
1543 15	30	1.5	4.5	34	1.92	15	70
1543 17	30	1.7	5.0	48	2.12	14	70
1543 20	30	2.0	6.0	78	2.42	13	70
1544 15	40	1.5	4.5	28	1.92	15	70
1544 17	40	1.7	5.0	38	2.12	14	70
1544 20	40	2.0	6.0	72	2.42	13	70
1546 17	60	1.7	5.0	28	2.12	14	70
1546 20	60	2.0	6.0	60	2.42	13	70

Boîte de 20 unités – Débit mesuré selon la norme ISO 10555-3.



Division PLASTIMED
3, Rue Louis Armand
95130 Le Plessis-Bouchard
Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08

PRODiMED

FT 36– Edition n°2