

# SECUREX<sup>®</sup>

Stérile/Usage unique

Ensemble pour introduction de guide métallique.



#### Nature des composants :

- **Aiguille métallique : Acier inoxydable**
- Mandrin métallique : Acier inoxydable
- Tube introducteur métallique : Acier inoxydable - Embase : Staramide
- Bouchon obturateur
- Emballage pelable

**Mode de stérilisation :** ETO – Péréemption 5 ans.

Référence	Longueur introducteur cm	Pour guide Øext. inches
<b>2964 10</b>	8,0	.032" .035" .038"

Boîte de 10 unités.



**Division PLASTIMED**  
3, Rue Louis Armand  
95130 Le Plessis-Boucard  
Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08

# PRODiMED

FT53 – Edition n°1  
03/04/06