


SELDIFLEX[®] SIMPLE LUMIERE

Modèle Complet

Stérile/Usage unique

Cathéter simple lumière, en polyuréthane, radio-opaque, introduit selon la méthode de Seldinger.
Ce modèle comprend un prolongateur Biotub[®] (bi-matière pour une alliance de l'inertie chimique à la souplesse du PVC, absence d'interaction contenant / contenu) muni d'un robinet 3 voies lipido-résistant.
Les cathéters de voie veineuse centrale sont destinés à :



- L'administration de médicaments, la mesure de pression veineuse centrale, au remplissage vasculaire, la nutrition parentérale.

Nature des composants

- Aiguille de ponction : acier inoxydable avec embase en polyméthylpentène,
- Cathéter : polyuréthane aliphatique, marqué tous les 5 cm, avec embase en polyméthylpentène,
- Guide métallique droit ou J, double flexibilité : acier inoxydable,
- Seringue luer lock, 12 ml : polypropylène,
- Prolongateur (L=25 cm) : avec robinet rotatif 3 voies en polyméthylpentène,
 - Emballage pelable / emballage barquette pour les références indiquées par une astérisque (*)

Mode de stérilisation : ETO – Péréemption 5 ans.

Précautions d'emploi : Lire notice d'instruction.

Etiquette amovible de traçabilité



Division PLASTIMED

3, Rue Louis Armand
95130 Le Plessis-Bouchard

Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08

PRODiMED

Pédiatrie											
Références			Cathéter PUR			Débit	Guide		Aiguille		
Guide droit	Guide J	Emballage Barquettes	Long en cm	Ø ext. mm	F	ml/mn	Ø ext. mm	Long mm	Ø ext. mm	G	Long mm
67274 10			8	1.0	3	14	0.48	215	0.92	20	28
	67274J10		8	1.0	3	14	0.48	300	0.92	20	28
67274 10B			8	1.0	3	14	0.48	215	0.88	20	28
		67274 13B	8	1.3	4	-	0.61	215	1.12	19	38
67276 10			11	1.0	3	12	0.48	300	0.88	20	28
67276 13			11	1.3	4	36	0.61	300	1.07	19	41 + 55
		67276 13B	11	1.3	4	36	0.61	300	1.12	19	41 + 55
	67276J13		11	1.3	4	36	0.61	300	1.07	19	41 + 55
67278 13			15	1.3	4	32	0.61	300	1.07	19	41 + 55
Adulte											
Références			Cathéter PUR			Débit	Guide		Aiguille		
Guide droit	Guide J	Emballage Barquettes	Long en cm	Ø ext. mm	F	ml/mn	Ø ext. mm	Long mm	Ø ext. mm	G	Long mm
67258 17			15	1.7	5	73	0.89	300	1.24	18	70
		67258 17B	15	1.7	5	73	0.89	300	1.24	18	70
	67258J17		15	1.7	5	73	0.89	450	1.42	17	75
		67258J17B	15	1.7	5	73	0.89	450	1.42	17	75
67258 20			15	2.0	6	115	1.14	300	1.62	16	75
		67258 20B	15	2.0	6	115	1.14	300	1.62	16	75
	67258J20		15	2.0	6	115	1.14	300	1.24	18	70
		67258J20B	15	2.0	6	115	1.14	450	1.42	16	75
67252 17			20	1.7	5	64	0.89	440	1.24	18	70
		67252 17 B	20	1.7	5	64	0.89	440	1.24	18	70
	67252J17		20	1.7	5	64	0.89	440	1.24	18	70
		67252J17B	20	1.7	5	64	0.89	450	1.42	17	75
67252 20			20	2.0	6	94	1.14	440	1.24	18	70
		67252 20B	20	2.0	6	94	1.14	440	1.62	16	75
	67252J20		20	2.0	6	94	1.14	440	1.24	18	70
		67252J20B	20	2.0	6	94	1.14	450	1.62	16	75
	67253J10		30	1.0	3	-	0.52	600	0.88	20	55
67253 17			30	1.7	5	52	0.89	440	1.24	18	70
		67253 17B	30	1.7	5	52	0.89	440	1.42	17	75
	67253J17		30	1.7	5	52	0.89	450	1.24	18	70
67253 20			30	2.0	6	84	1.14	440	1.24	18	70
		67253 20B	30	2.0	6	84	1.14	440	1.62	17	75
	67253J20		30	2.0	6	84	1.14	450	1.62	16	75

Boite de 20 unités

Division PLASTIMED
3, Rue Louis Armand
95130 Le Plessis-Bouchard
Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08

PRODIMED

ATTENTION :

1. Les références indiquées en caractère **gras** possèdent la nouvelle aiguille de ponction plus performante en terme de pénétration et le guide associé.

Les références indiquées en caractère non gras bénéficieront progressivement de cette modification, au fur et à mesure de la mise en œuvre.

Pour faciliter la compréhension nous avons de nouveau répertorié ces références dans le tableau ci-dessous.

2. Les références correspondant à un cathéter de diamètre 2,0 mm comportent un dilateur 7F.

[Ce dilateur a été intégré dans le kit et il peut être utilisé lors de la pose du cathéter veineux].

- Tableau récapitulatif des références dont l'aiguille et/ou le guide est/sont en cours de modification. (Les informations concernant l'aiguille tiennent compte des changements à venir).

Pédiatrie											
Références			Cathéter PUR			Débit	Guide		Aiguille		
Guide droit	Guide J	Emballage Barquettes	Long en cm	Ø ext. mm	F	ml/mn	Ø ext. mm	Long mm	Ø ext. mm	G	Long mm
67274 10			8	1.0	3	14	0.48	215	0.88	20	28
	67274J10		8	1.0	3	14	0.48	300	0.88	20	28
		67274 13B	8	1.3	4	-	0.61	215	1.07	19	41 + 55
		67276 13B	11	1.3	4	36	0.61	300	1.07	19	41 + 55
Adulte											
Références			Cathéter PUR			Débit	Guide		Aiguille		
Guide droit	Guide J	Emballage Barquettes	Long en cm	Ø ext. mm	F	ml/mn	Ø ext. mm	Long mm	Ø ext. mm	G	Long mm
	67258J17		15	1.7	5	73	0.89	450	1.24	18	70
		67258J17B	15	1.7	5	73	0.89	450	1.24	18	70
67258 20			15	2.0	6	115	0.89	300	1.24	18	70
		67258 20B	15	2.0	6	115	0.89	300	1.24	18	70
		67258J20B	15	2.0	6	115	0.89	450	1.24	18	70
		67252J17B	20	1.7	5	64	0.89	450	1.24	18	70
		67252 20B	20	2.0	6	94	0.89	440	1.24	18	70
		67252J20B	20	2.0	6	94	0.89	450	1.24	18	70
		67253 17B	30	1.7	5	52	0.89	440	1.24	18	70
		67253 20B	30	2.0	6	84	0.89	440	1.24	18	70
	67253J20		30	2.0	6	84	0.89	450	1.24	18	70

Division PLASTIMED

3, Rue Louis Armand
95130 Le Plessis-Bouchard

Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08

PRODiMED