


CATHETERS BILIAIRE

Stérile / Usage unique



Cathéters Simple voie en polyamide, marqué tout les cm à partir de 5,5 cm de l'extrémité distale et monté d'un ballonnet de forme cylindrique.

- Ces cathéters sont utilisés pour l'extraction des calculs biliaires, l'exploration du canal biliaire et la cholécystectomie

Nature des composants :

- Cathéters et embase luer lock en polyamide
- Ballonnet en latex naturel pur, ligaturé par un fil polyester et collé.
- Mandrin métallique en acier inoxydable
- Emballage unitaire : canne rigide en ABS, operculée avec un bouchon muni d'un filtre Tyvek®
- Double emballage en sachet PE/TPE et PEGL
- Une identification aisée par code couleur.

Mode de stérilisation : ETO –Péremption 3 ans

Précautions d'emploi :

- N'utiliser que dans le canal biliaire.
- Ne pas utiliser sur le système circulatoire central.
- Ne pas utiliser pour la dilatation des vaisseaux.
- Ne pas utiliser en cas de troubles sévères de la coagulation.
- Ne pas exercer de traction excessive sur le dispositif

Référence	Longueur cm	Charrière	Couleur	Ø interne mm	Ø externe mm	Volume de gonflage ml	Ø ballon gonflé mm
2220200	30	5F	Blanc	0,70	1,66	1,50	9
2220500	40	5F	Blanc	0,70	1,66	1,50	9
2220800	30	6F	Bleu	0,93	2,00	2,00	11
2221100	40	6F	Bleu	0,93	2,00	2,00	11

Conditionnement, individuel.



Division PLASTIMED
3, Rue Louis Armand
95130 Le Plessis-Bouchard
Téléphone : 01 34 44 15 15 – Fax : 01 30 72 22 08

PRODiMED

FTC1 – Edition n°1